

Table 2-1 Tolerances of Class A burets

Buret volume (mL)	Smallest graduation (mL)	Tolerance (mL)
5	0.01	± 0.01
10	0.05 or 0.02	± 0.02
25	0.1	± 0.03
50	0.1	± 0.05
100	0.2	± 0.10






Table 2-2 Tolerances of Class A volumetric flasks

Flask capacity (mL)	Tolerance (mL)	Flask capacity (mL)	Tolerance (mL)
1	± 0.02	100	± 0.08
2	± 0.02	200	± 0.10
5	± 0.02	250	± 0.12
10	± 0.02	500	± 0.20
25	± 0.03	1 000	± 0.30
50	± 0.05	2 000	± 0.50



Do not blow the last drop out of a transfer pipet.

Table 2-3 Tolerances of Class A transfer pipets

Volume (mL)	Tolerance (mL)
0.5	± 0.006
1	± 0.006
2	± 0.006
3	± 0.01
4	± 0.01
5	± 0.01
10	± 0.02
15	± 0.03
20	± 0.03
25	± 0.03
50	± 0.05
100	± 0.08

Table 2-1 Tolerances of Class A burets

Buret volume (mL)	Smallest graduation (mL)	Tolerance (mL)
5	0.01	± 0.01
10	0.05 or 0.02	± 0.02
25	0.1	± 0.03
50	0.1	± 0.05
100	0.2	± 0.10




Table 2-4 Accuracy (%) of micropipets

Pipet volume (μ L)	At 10% of pipet volume	At 100% of pipet volume	Pipet volume (μ L)	Accuracy (%)
Adjustable volume				
2	± 8	± 1.2	10	± 0.8
10	± 2.5	± 0.8	25	± 0.8
25	± 4.5	± 0.8	100	± 0.5
100	± 1.8	± 0.6	500	± 0.4
300	± 1.2	± 0.4	1 000	± 0.3
1 000	± 1.6	± 0.3		




Table 2-2 Tolerances of Class A volumetric flasks

Flask capacity (mL)	Tolerance (mL)	Flask capacity (mL)	Tolerance (mL)
1	± 0.02	100	± 0.08
2	± 0.02	200	± 0.10
5	± 0.02	250	± 0.12
10	± 0.02	500	± 0.20
25	± 0.03	1 000	± 0.30
50	± 0.05	2 000	± 0.50