

Table 2-1 Tolerances of Class A burets

Buret volume (mL)	Smallest graduation (mL)	Tolerance (mL)
5	0.01	$\pm 0.01$
10	0.05 or 0.02	$\pm 0.02$
25	0.1	$\pm 0.03$
50	0.1	$\pm 0.05$
100	0.2	$\pm 0.10$






Table 2-2 Tolerances of Class A volumetric flasks

Flask capacity (mL)	Tolerance (mL)	Flask capacity (mL)	Tolerance (mL)
1	$\pm 0.02$	100	$\pm 0.08$
2	$\pm 0.02$	200	$\pm 0.10$
5	$\pm 0.02$	250	$\pm 0.12$
10	$\pm 0.02$	500	$\pm 0.20$
25	$\pm 0.03$	1 000	$\pm 0.30$
50	$\pm 0.05$	2 000	$\pm 0.50$



Do not blow the last drop out of a transfer pipet.

Table 2-3 Tolerances of Class A transfer pipets

Volume (mL)	Tolerance (mL)
0.5	±0.006
1	±0.006
2	±0.006
3	±0.01
4	±0.01
5	±0.01
10	±0.02
15	±0.03
20	±0.03
25	±0.05
50	±0.05
100	±0.08

Table 2-1 Tolerances of Class A burets

Buret volume (mL)	Smallest graduation (mL)	Tolerance (mL)
5	0.01	±0.01
10	0.05 or 0.02	±0.02
25	0.1	±0.03
50	0.1	±0.05
100	0.2	±0.10




Table 2-4 Accuracy (%) of micropipets

Pipet volume (μL)	At 10% of pipet volume	At 100% of pipet volume	Pipet volume (μL)	Accuracy (%)
<b>Adjustable volume</b>				
2	±8	±1.2	10	±0.8
10	±2.5	±0.8	25	±0.8
25	±4.5	±0.8	100	±0.5
100	±1.8	±0.6	500	±0.4
300	±1.2	±0.4	1 000	±0.3
1 000	±1.6	±0.3		



Table 2-2 Tolerances of Class A volumetric flasks

Flask capacity (mL)	Tolerance (mL)	Flask capacity (mL)	Tolerance (mL)
1	±0.02	100	±0.08
2	±0.02	200	±0.10
5	±0.02	250	±0.12
10	±0.02	500	±0.20
25	±0.03	1 000	±0.30
50	±0.05	2 000	±0.50